

2019 年 8 月吉日

お客様各位

リヴァノヴァ株式会社
マーケティング部

エクストラ ディスポーザブルセット部材変更のご案内

謹啓 時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社より販売しておりますエクストラ ディスポーザブルセットに付属するチャンバー付スパイクの材質及び外観を、以下の通り変更いたしますので、お知らせ致します。

なお、本件につきましてご不明な点がございましたら、弊社営業担当者までお問い合わせください。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

記


■ 対 象 製 品

製品番号	製品名	販売名	医療機器認証番号
04254J	ウォッシュセット TX/55	エクストラ ディスポーザブルセット	223AABZI00148000
04255J	ウォッシュセット TX/125		
04256J	ウォッシュセット TX/175		
04257J	ウォッシュセット TX/225		
04266J	回収セット TX		
04267J	回収セット BX		
04137JX	術者側回路		

■ 変 更 内 容

チャンバー付スパイクの材質、およびエアVENTキャップの色を白から緑に変更しました。

この変更による機能及び安全性に影響はございません。



チャンバー付スパイク

■ 変 更 時 期

旧タイプ在庫が無くなり次第変更となります。

■ お問い合わせ先

お客様お問合せ番号：0120-034-911 お客様お問合せ専用メール：otoiawase.jp@livanova.com

以上

LivaNova Japan K.K.

Sanno Park Tower 10F
2-11-1, Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6110 Japan
TEL: +81.(0)3.3595.7630 FAX: +81.(0)3.3595.7631
www.livanova.com
www.livanova.co.jp

リヴァノヴァ株式会社

〒100-6110 東京都千代田区永田町2丁目11番1号
山王パークタワー 10F
TEL: 03-3595-7630 FAX: 03-3595-7631
www.livanova.com
www.livanova.co.jp

FY19-0060