

2012年10月
(2015年2月改訂)

お客様各位

修理業務案内書

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社におきましては、平成17年4月1日東京都知事許可（許可番号：13BS080063）を取得し、医療機器の修理を行っております。その業務内容につきまして、下記のとおり、ご案内申し上げます。

1. 業務範囲

特定保守管理医療機器	非特定保守管理医療機器
第二区分：生体現象計測・監視システム関連	第二区分：生体現象計測・監視システム関連
第三区分：治療用・施設用機器関連	第三区分：治療用・施設用機器関連
第四区分：人工臓器関連	第四区分：人工臓器関連

製造販売業者ソーリン・グループ株式会社（本社：東京都千代田区永田町2-11-1）の取り扱い製品について修理・保守点検業務を行います。

2. 管理体制

医療機器修理業責任技術者 篠崎 肇 他修理スタッフ 6名

3. ご相談窓口

修理および技術的お問い合わせは、弊社担当営業より、または下記までご連絡ください。

住所：東京都大田区平和島1-1-2 NTTロジスコ平和島センタ2F内

TEL：0120-034-911 FAX：03-3768-5955

受付時間：9:00～17:30 月～金曜日（祝日・年末年始を除く）

災害、緊急連絡先

本社：電話 03-3595-7630

1) 人工心肺装置 SIII 修理・点検対応期限のご案内

スタックカート人工心肺装置 SIII につきまして、修理・保守点検の対応期限を以下の通りご案内させていただきます。

製品名	修理・保守点検対応期限
スタックカート人工心肺装置 SIII	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2011 年 製造中止 ・ 2018 年末まで修理・保守点検対応

2) 人工心肺装置 SIII 耐用年数のご案内

人工心肺装置 SIII の耐用年数につきまして、以下の通りご案内申し上げます。

製品名	耐用年数
スタックカート人工心肺装置 SIII	7 年

ただし上記は、推奨される定期保守点検（年 1 回または使用 1,000 時間ごと）および日常的な保守点検が適正に行なわれている事が条件となります。

※S5 につきましては、継続生産されております。

3) 自己血回収装置の修理・点検対応期限のご案内

エレクトラ・XTRA 自己血回収装置につきまして、修理・保守点検の対応期限を以下の通りご案内させていただきます。

製品名	修理・保守点検対応期限
自己血回収装置エレクトラ	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2011 年製造中止・2018 年末まで修理・保守点検対応
自己血回収装置 XTRA	<ul style="list-style-type: none"> ・ 生産中・製造中止から 7 年後

4) 自己血回収装置の耐用年数のご案内

エレクタ・XTRA の耐用年数につきまして、以下の通りご案内申し上げます。

製品名	耐用年数
エレクタ・XTRA 自己血回収装置	7年

ただし上記は、推奨される定期保守点検（年1回）および日常的な保守点検が適正に行なわれている事が条件となります。

以上

■弊社機器の修理・点検に関わる対応期間の一覧表です。

製品	最終製造日	点検修理対応期限(予定)
エレクタ	2011/12/31 (すでに終了)	2018/12/31
SC	2011/12/31 (すでに終了)	2018/12/31
SIII	2011/12/31 (すでに終了)	2018/12/31
新型データマスター	生産中	製造中止から5年後
ヒータークーラー3T (S5用)	生産中	製造中止から7年後
SCP	2015/12/31	2022/12/31
SCPC	2015/12/31	2022/12/31
S5/CP5	生産中	製造中止から7年後
XTRA	生産中	製造中止から7年後

フルメンテナンス保守点検／スポット点検お見積り額の共通条件（概要）

- A) フルメンテナンス保守点検、スポット点検ともに、お見積り金額に消費税は含まれていません。消費税は別途申し受けます。
- B) フルメンテナンス保守点検、スポット点検ともに、お見積り金額には出張点検の場合の出張費用が含まれています。
- C) フルメンテナンス保守点検のお見積り金額には、次の費用が含まれています。
（詳細は保守契約書に記載させていただきます）。
1. 年1回の保守点検費用
 2. 保守点検の他に、製品に障害が発生した場合の修理費用（年間1回）
 3. 保守点検および前項の修理において交換した部品費用
（年間累積が、弊社定価による部品価額（ATS：15万円、HLM：30万円まで）
 4. ソフトウェアのバージョンアップ費用（保守契約期間中）
- ※ 年間2回以上の修理費用、弊社定価による部品価格を超える交換部品費用（3を参照）、および不適切なご使用方法により交換が必要となった部品費用は、別途申し受けます。
- D) スポット点検のお見積り金額には、次の費用が含まれています。
1. 交換した部品費用（1回の点検につき、弊社定価による部品価額ATS：5万、HLM：15万円まで）
 2. ソフトウェアのバージョンアップ費用のうち、弊社が一律に実施するバージョンアップの作業をスポット点検時に実施した費用。
- ※ 弊社定価による部品価格を超える交換部品費用（1を参照）、不適切なご使用方法により交換が必要となった部品費用、およびお客様のご希望により実施するソフトウェアのバージョンアップ費用は、別途申し受けます。
- E) その他
その他の条件につきましては、弊社営業担当にお問い合わせ下さい。

F) 定期交換部品

製品番号	製品名（部品名）	販売希望小売価格
75-520-624	インサート ロックホルダ - 1P/2 個	¥1,230
97-103-601	スपोर्टポット 1P/1 個	¥45,900
10-63-40	マルチベルト1 1P/1 本	¥6,300
10-63-41	マルチベルト2 1P/1 本	¥7,800
10-68-40	ダブルベルト1 1P/2 本	¥5,700
10-68-41	ダブルベルト2 1P/2 本	¥6,300
96-405-002	SLA バッテリー 1台/2 個	¥55,800
10-63-02	マルチポンプモーター1 P/1 個	¥459,000
10-68-02	ダブルポンプモーター1 P/1 個	¥263,100
10-60-59	スピードポット3回転用 1P/1 個	¥69,600