

2017年9月吉日

お客様各位

リヴァノヴァ株式会社
マーケティング部長
川原 政男

自己血回収装置「エクストラ」耐用期間変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社が販売しております自己血回収装置「エクストラ」の耐用期間を延長変更することと致しましたのでご案内申し上げます。現在までの海外での販売・修理実績も含め製造後の耐用期間の信頼性・安全性の再評価を行い、下記の通り耐用期間の延長を決定いたしました。

ご不明点がございましたら、弊社担当営業までお問合せください。
今後とも弊社ならびに弊社製品にご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

■ 耐用期間変更製品

自己血回収装置 販売名：「エクストラ」 (医療機器認証番号：22300BZI00032000)

旧耐用期間	新耐用期間
製造後 7 年	製造後 10 年

■ 変更日

2018年1月

■ お問い合わせ先

ご不明な点等ございましたら、弊社担当営業、もしくはお客様専用電話番号/メールまでお問合せ願います。
お客様問合せ番号：0120-034-911 お客様問合せ専用メール：otoiawase.jp@livanova.com

以上

LivaNova Japan K.K.

Sanno Park Tower 10F
2-11-1, Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6110 Japan
TEL: +81.(0)3.3595.7630 FAX: +81.(0)3.3595.7631
www.livanova.com
www.livanova.co.jp

リヴァノヴァ株式会社

〒100-6110 東京都千代田区永田町 2 丁目 11 番 1 号
山王パークタワー 10F
TEL: 03-3595-7630 FAX: 03-3595-7631
www.livanova.com
www.livanova.co.jp