

2018年5月23日

お客様各位

リヴァノヴァ株式会社
マーケティング部

人工肺関連製品に付属する一方弁変更のご案内

謹啓 時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

弊社より販売しております人工肺関連製品に付属する一方弁の一部を変更いたしますのでお知らせします。今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、宜しく願い申し上げます。


謹白

記

- 対象製品：次頁参照
- 変更内容：供給安定のためメーカーを変更し、従来のダックビル型からディスク型の一方弁になります。
なお、インスパイアの動脈フィルター無し品種のパーズライン一方弁は変更ありません。

変更前

変更後



- 変更時期 : 旧タイプ在庫無くなり次第
- お問い合わせ先 : ご不明な点等ございましたら、弊社担当営業、
もしくはお客様専用電話番号/メールまでお問い合わせ願います。
お客様お問合せ番号 : 0120-034-911
お客様お問合せ専用メール : otoiwase.jp@livanova.com

■ 対象製品 :

製品番号	製品名	販売名	医療機器承認(認証)番号
050531J	D100 KIDS 一体型	ディデエコ 小児用人工肺	22000BZI00008000
050534J	D100 KIDS モジュール		
050535J	D100 KIDS ソフトリザーバー付		
050540J	D101 KIDS 一体型		
050543J	D101 KIDS モジュール		
050713J	インスパイア 6	インスパイア	22600BZI00011000
050715J	インスパイア 6F		
050717J	インスパイア 6 DUAL		
050719J	インスパイア 6F DUAL		
050712J	インスパイア 6FM		
050714J	インスパイア 8		
050716J	インスパイア 8F		
050703J	インスパイア 8FM	インスパイア HVR	225AABZI00224000
050704J	インスパイア HVR		
050705J	インスパイア HVR DUAL	ディデエコ 小児用動脈フィルター	221AABZI00068000
050538J	D130 KIDS 動脈フィルター		
050542J	D131 KIDS 動脈フィルター	ディデエコ 熱交換器 CSC14	21600BZG00011000
P3740J	熱交換器 CSC14		

以上