

リヴァノヴァの人工肺に プレコネクト回路 (プレコネクト PTS) が登場

セットアップを効率化。誤接続の防止にも役立ちます。

Your choice, your preference...



あらゆる患者サイズに対応するリヴァノヴァの各種人工肺を プレコネクト回路にしました。

■ セットアップ時間の短縮

■ 誤接続の防止


■ 包装材料の減少で廃棄物の低減

チューブ



LH チューブ

- 豊富なチューブサイズ
- 3種類のチューブ硬度
- 優れた耐久性



カラーラインチューブ

- カラーラインにより回路の識別化が容易（誤接続、誤操作の防止）
- 7種類のカラーライン
- ダブルカラーラインによる視認性の向上

軟質コネクター



- チューブ接続面の段差をなくした血液接触面の平滑化
- 肉薄設計による高い耐キンク性と柔軟性



新設計



従来型

新設計でコネクタ全長を短くし、肉薄化した事で柔軟性をアップさせ、耐キンク性を向上させました。

LH コネクター



- 手にフィットする持ちやすい設計
- 段差のない内面構造

回転コネクター



- プレコネクト回路の巻き取りが容易に
- 回路のねじれ防止

レボリューションポンプ



- コンピュータ流体解析によるスムーズな血液の流れ
- 上下でインペラーを保持し、スムーズな回転

ヘパリンコーティング回路を選択することも可能です。

回路の構成については
弊社営業担当者までご相談ください。

LivaNova

Health innovation that matters

販売元：リヴァノヴァ株式会社

〒100-6110 東京都千代田区永田町 2-11-1 山王パークタワー 10F
TEL:03-3595-7630 (代) FAX:03-3595-7631

製造販売元：株式会社ジェイ・エム・エス

〒730-8652 広島県広島市中区加古町 12 番 17 号

販売名

オキシア人工心肺回路 : 22100BZX00959000

オキシア人工心肺回路 N : 22100BZX00900000

医療機器承認番号

製品の規格・外観は改良のため予告なく変更することがあります。ご使用の際は製品添付文書をよくお読みください。