


D 744 D.A.C.

Cardiotomy Reservoir

The Classic Cardiotomy Reservoir that Suits all Patients



D 744 D.A.C.

Cardiotomy Reservoir

The Classic Cardiotomy Reservoir that Suits all Patients

D 744 can be used for suction blood collection and filtration for closed circuit and open circuit configuration CPB systems.

D 744 has for years successfully been used by many perfusion professionals around the world and allows excellent filtration and adequate blood volume handling.

D 744 is the most practical cardiotomy reservoir for routine use.

- Effective filtration sequence
- Accurate volume reading
- Simple and easy to use holder



D.A.C. Holder

An example of simplicity and convenience fitting any pump set-up configuration and CPB situation.

Freedom of 360° rotation and full vertical adjustment just by operating the U shaped vertical bar of the holder.

The D.A.C. holder can be cleaned in just a few seconds.

FEATURES AND CONNECTION

Max Volume Capacity (ml)	2500
Max. Blood Flow Rate (l/min)	6
Filter nominal pore size (µm)	40
Blood Inlet ports:	
Horizontal, filtered	4x1/4"
Vertical, filtered	1x1/4"
Luer-lock, filtered	2
Luer-lock, unfiltered	2
Blood Outlet port	3/8"
Vent port	14"

ORDER GUIDE

D 744 D.A.C. Code no. 05263

D 714 Holder for D.A.C. Code no. 05075

販 売 名	ディデコ カーディオトミーリザーバー
医療機器承認番号	20400BZG00067000
選任製造販売業者	ソーリン・グループ株式会社 〒100-6110 東京都千代田区永田町2-11-1 ☎03-3595-7630(代) FAX03-3595-7631
外国特例承認取得者	ソーリン・グループ・イタリア社:イタリア



Manufactured by:
Sorin Group Italia S.r.l.
Via Statale 12 Nord, 86
41037 Mirandola Modena Italy
Tel. +39 0535 29811
Fax +39 0535 25229
www.dideco.com
e-mail: cardioperfusion@sorin.com